

	FB-KP01-03 Leistungsverzeichnis	Version: 27 Gültig ab: 30.09.2026
Änderungsgrund: Kategorie Bezeichnungen aktualisiert		

Die angegebenen akkreditierten Leistungen werden nicht außerhalb des akkreditierten Bereichs angeboten.

Akkreditierte Leistungen (Flexibilisierung Kategorie **A vormalig III**)

Die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet.

Leistung	Analyse-methode	Verwendetes Kit (Hersteller, Kit, Artikelnummer, Ausgabestand)	Untersuchungs-material	Menge
Nachweis Salmonella spp. Molekularbiologische Untersuchung (qualitativ)	real-time PCR	DNA Diagnostic A/S Salmonella Velox SV960 2024-04	Rohes Fleisch und küchenfertige Fleischprodukte (außer Geflügel) Umgebungsproben (Lebens- und Futtermittelherstellung)	25-125 g Fleisch 25-100 g Hackfleisch Tupfer Schwämme
Nachweis Listeria spp. und Listeria monocytogenes Molekularbiologische Untersuchung (qualitativ)	real-time PCR	DNA Diagnostic A/S Listeria Velox LV384D 2024-06	Rohes Fleisch und küchenfertige Fleischprodukte (außer Geflügel) Umgebungsproben (Lebens- und Futtermittelherstellung)	25 g Fleisch Tupfer Schwämme

	Erstellt:	Geprüft und freigegeben:
Datum:	04.09.2026	30.09.2026
Name:	Philipp Johannes Artmann	Jörg Altemeier
Unterschrift:		

Änderungsgrund: Folgendes Testkit entfernt: Thermo Fisher Scientific PrioCHECK™ Porc. Salmonella Ab 2.0 Plate Kit

Akkreditierte Leitungen (Flexibilisierung Kategorie **B** vormalig I)

Innerhalb des Prüfbereichs „Nachweis von Antikörpern gegen Bakterien, Viren und Parasiten mittels Enzymimmunoassay (ELISA) in Schweine-Blut und Schweine-Fleischsaft“ ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.

Leistung	Analyse-methode	Verwendetes Kit (Hersteller, Kit, Artikelnummer, Ausgabestand)	Untersuchungs-material	Menge
Antikörpernachweis Salmonellen Serologische Untersuchung (qualitativ)	ELISA	IDEXX Europe B.V. IDEXX Swine Salmonella Ab Test 99-44130 2025-07	Blutplasma und Blutserum von Schweinen Fleischsaft von Schweinen	0,5 mL Blut 2 cm ³ Muskelfleisch (Zwerchfell-pfeiler)
Antikörpernachweis African Swine Fever Virus Serologische Untersuchung (qualitativ)	ELISA	INGENASA INGEZIM PPA COMPAC 11.PPA.K.3/5 2019-09 IDvet ID Screen® African Swine Fever Indirect ASFS-5P 2021-08	Blutserum von Schweinen Blutplasma und Blutserum von Schweinen Fleischsaft von Schweinen	0,5 mL Blut 2 cm ³ Muskelfleisch (Zwerchfell-pfeiler)

	FB-KP01-03 Leistungsverzeichnis	Version: 27 Gültig ab: 30.09.2026
Änderungsgrund: Kategorie Bezeichnungen aktualisiert		

Nicht akkreditierte Leistungen

Leistung	Analyse- methode	Verwendetes Kit (Hersteller, Kit, Artikelnummer, Ausgabestand)	Untersuchungs- material	Menge
Nachweis Salmonella spp. Molekularbiologische Untersuchung (qualitativ)	real-time PCR	DNA Diagnostic A/S Salmonella Velox SV960 2024-04	Rohes Fleisch und küchenfertige Fleischprodukte (außer Geflügel)	126-250 g Fleisch 101-250 g Hackfleisch
Bestimmung pH-Wert Physikalische Kenngroße	Elektroden- messung	-	Fleisch	10 g

Sollten Proben nicht nach den Vorgaben (z. B. Menge) angeliefert werden, werden diese nicht untersucht.

Probenvorbereitung von Blut für den Versand

Blutplasma:

Für die Untersuchung von Blutplasma das Vollblut in Probenröhrchen mit Gerinnungshemmer und Trenngel sammeln und anschließend 5 min bei 2500 g zentrifugieren.

Blutserum:

Für die Untersuchung von Blutserum das Vollblut in Probenröhrchen mit Gerinnungsförderer und Trenngel sammeln. Nach einer Gerinnungszeit von 30-60 min bei Raumtemperatur die Röhrchen 5 min bei 2500 g zentrifugieren.

Lagerung beim Kunden und Transport

Blutplasma/-serum:

gekühlt (2-9°C), der Probeneingang im Labor muss maximal 7 Tage nach der Probenahme erfolgen

Muskelfleisch:

Proben nach der Probenahme einfrieren (< 0°C), der Probeneingang im Labor muss maximal 14 Tage nach der Probenahme erfolgen